


発汗チェッカー

腕に貼るだけで全身の発汗量を測定。給水のタイミングや、給水量の参考に。

使用方法

- ①パッチ裏のセパレーター（剥離紙）をはがします。
- ②前腕の内側にしっかり貼り付けます。



前腕に
数時間


<推奨貼付け部位>

※皮膚や衣類の摩擦の無い部位に貼ります。剥がれやすい場合はネット包帯を使用してください。

はじめてお使いのときに（局所発汗量は個人差が大きいので、事前に補正値を求めることをお勧めします）
〈補正値の求め方〉衣類を脱ぎ体重を計測し、発汗後の体重減少量を発汗量とします。
（この間の飲食や排尿は補正が必要です）
パッチを前腕の内側に貼り付け、発汗後たとえば体重の減少が 300g で目盛り数値が 250 を指す場合は、 $\text{補正値} = 300 \div 250 = 1.2$
 $\text{発汗量 ml} = \text{目盛り数値} \times \text{補正値}$ として算出します。

判定例

前腕に貼付け、その部位から出る汗をパッチに設けた吸着材が吸収します。吸収量に比例して目盛りの色が変化し、全身からの発汗量が解ります。



（体重や体表面積など個人差があるためパッチのメモリから算出される発汗量は目安です。）

価格 ¥1,600